



ZAFE Care Systems AB  
Industrigatan 2  
291 36 Kristianstad  
Tel: 010 – 20 96 210  
Fax: 044 – 780 95 50  
[www.zafe.se](http://www.zafe.se) info@zafe.se



Art.nr. NE12 05008-01 med 6,3 mm teleplugg (Ansluts till befintligt system)



Art.nr. NE12 05008-02 med modularkontakt (Ansluts till INKA)



Art.nr. NE12 05008-03 med 3,5 mm teleplugg (Ansluts till befintligt system)

## Golvsensor inkl. skyddsmatta (Larmmatta)

Golvsensor 75\*43cm i plast leveras med en specialsydd skyddsmatta, typ hallmatta (gummerad undersida).

Vi rekommenderar inte att man använder golvsensorn utan skyddsmatta pga halkrisken.

- Placera larmmattan på golvet där brukaren passerar/sätter ner fötterna.
- Anslutning
  - Till INKA: kabeln från larmmattan till Inkans ingång märkt IN för att sända till Zafe´s mottagare (INKA är batteriförsörjd och larmar till mottagaren när batteriet är lågt).
  - Ska larmmattan kopplas till befintligt system finns anslutningar med antingen 3,5mm eller 6,3mm monoplugg.
- Skötselanvisning:
  - Larmmattan rengörs ev. med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
  - På nästa sida hittar du specifika råd hur du sköter skyddsmattan.

## Så här sköter du din skyddsmatta!

Din mattas livslängd beror mycket på skötsel.

Gör till en vana att dammsuga din matta minst en gång i veckan. Häng gärna ut den för vädring ett par gånger per år. Du bör undvika att skaka eller piska din matta. Borsta istället med en mjuk borste.

Generella råd vid fläckborttagning:

- Pröva alltid fläckborttagningsmedlet på en undanskymd del av mattan för att se om mattan tål medlet.
- Gnugga aldrig när du försöker ta bort en fläck. Du riskerar bara att fläcken sprider sig.
- Borsta upp mattluggen där fläcken har suttit medan mattan fortfarande är fuktig. Då återfår den lättare sin form.
- Ha gärna ett fläckapotek hemma. På apoteket eller färghandeln kan du köpa T-sprit, bensin, lacknafta och ammoniak. Citron- och ättiksyra finns att köpa i de flesta livsmedelsaffärer.

## Fläcknyckel

Nedan finner du en fläcknyckel som anger mer exakta rengöringsråd vid olika specificerade typer av fläckar.

<b>Typ av fläck:</b>	<b>Åtgärd:</b>
Ammoniaklösning	Blanda 1 dl ljummet vatten med 1 msk tvåflingor och några droppar ammoniak.
Fläckar från bär och frukt	kan lösas med en blandning av 1 tsk citronsyra och 2 msk vatten.
Avföring, blod, choklad, coca-cola, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, kräkningar, likör, läsk, matfett, mjölk, saft, sprit, vin, ägg, öl	Sug upp fuktigt spill med ofärgat hushållspapper. Späd ut resterna med ljummet vatten (färskt blod: kallt vatten). Sug upp. Upprepa förfarandet. Låt torka. Eventuella rester avlägsnas med hjälp av en vit trasa som fuktats i ljummet vatten med lite diskmedel i. (Torkat blod och urin: tillsätt gärna lite ammoniak.) Efterbehandla med rent vatten. Sug upp.
Asfalt, färgkriter, läppstift, olja, skokräms, smör, sot	Skrapa försiktigt (vid sot dammsug) bort så mycket som möjligt av fläcken. Fukta vit trasa med lösningsmedel. Badda fläcken och sug upp. Upprepa förfarandet.
Stearin, tuggummi Kyl ner fläcken med isbitar.	Hacka sönder stearinet/tuggummit och lyft upp det. Droppa försiktigt lite lösningsmedel på ytan. Vänta någon minut och lyft sedan upp återstående stearin/tuggummi. Avlägsna eventuella rester med en vit trasa som fuktats med lösningsmedel.