



KNOP
REHATEK®



KONTAKTLIST FÖR SÄNGGRIND

Kontaktlisten används för att uppmärksamma personal eller anhörig om att en patient/brukare är på väg att kliva ur sängen.

Listen monteras enkelt med dubbelhäftande tejp ovanpå en uppfälld sänggrind och kopplas lätt in i det befintliga internsystemet. Man kan även koppla listen till en sändare som trådlöst sänder ett larm till personalen. När patienten kommer i kontakt med listen, t.ex. lägger ett ben på grunden för att klättra över skickas ett larm.

Kontaktlisten är helt tät vilket gör den enkel att rengöra och desinficera

- Enkel montering
- Tvättas lätt vid behov

Strömförsörjning	Ingen
Längd	80cm och 160cm
Färg	Vit/grå
Anslutning	6,3mm Tele

Art. nr.	Artikel
	Kontaktlist för sänggrind 160 cm
	Kontaktlist för sänggrind 80 cm
	Dubbelhäftande tejp